

BAG - AutoCheck / BAG - AutoCheck II

Indikační list k dennímu provedení Bowie-Dickovy zkoušky (formát A4).

KATALOG. ČÍSLO: 7520
7560 – neobsahuje olovo
POČET KS V BALENÍ: 100

POPIS :

BAG - AutoCheck je indikační list formátu A4 pro denní Bowie-Dickovu zkoušku, která slouží ke zjištění správného odvodu páry a průniku páry ve vysokovakuovaném sterilizátoru. Na bílém papírovém podkladu je světle modrý, resp. modrý čárový obrazec uprostřed s nápisem „BAG“, který při správné teplotě, době expozice, při správném odvodu páry a pronikavosti páry se rovnoměrně zbarví černě. Není-li celý obrazec včetně nápisu zbarven stejnoměrně, je to většinou známkou buď nedostatečné účinnosti vývěvy (malého podtlaku) nebo netěsnosti v systému sterilizátoru.

BAG - AutoCheck splňuje normu ČSN EN ISO 15882, ČSN EN ISO 11140-1. Jedná se o indikátor **třídy 2** pro denní provádění Bowie-Dickovy zkoušky.

Použití :

1. Umístěte BAG-AutoCheck do středu balíku roušek o rozměrech odpovídajících formátu A4 o celkové hmotnosti 5 kg nebo do alternativního balíku kartónových papírů příslušných rozměrů pevně k sobě stisknutých pomocí kovového stojánku.
2. Umístěte testovací balík na dno prázdné komory sterilizátoru ke dveřím
3. Odstartujte příslušný program pro B.-D. zkoušku : 3,5 minuty při 134°C.

Po skončení programu vyjměte testovací balík z komory, vyhodnoťte indikační list a vyplňte na něm předepsané údaje.

HODNOCENÍ:

Zkouška vyhovující: Celý obrazec indikátoru se stejnoměrně zbarvil černě.

Zkouška nevyhovující: Obrazec indikátoru se zbarvil nestejnoměrně, příp. střed je zcela nezměněn. V takovém případě se test opakuje. Je-li nevyhovující i podruhé, je třeba k přístroji přivolat servisního technika.

SKLADOVÁNÍ: na suchém místě, při pokojové teplotě do 30°C

EXPIRACE: 3 roky od data výroby

Special Test Material for Bowie - Dick Test

Složka kartónových papírů pro Bowie-Dickovou zkoušku bez indikátorů pro opakované použití, formát A4, používá se 15x.

KATALOG. ČÍSLO: 74611
POČET KS V BALENÍ: 10

BAG – CCS - Testpack

Složka kartónových papírů pro Bowie – Dickovou zkoušku bez indikátorů pro opakované použití, formát A6, používá se 15x.

KATALOGOVÉ ČÍSLO: 74732
BALENÍ: 20