

# FlexCleanSystem

Mytí dutých nástrojů ve standardních mycích sítích pomocí flexibilně použitelných mycích lišt s adaptéry

**NEU**



Ceník 2011

09/10

# FlexCleanSystem

**NEU**

**Mytí dutých nástrojů ve standardních mycích sítích pomocí flexibilně použitelných mycích lišt s adaptéry**



**JEDINEČNÉ:** Mytí dutých i standardních nástrojů v jednom MDZ najednou!

- Zbavuje nutnosti rozdělovat instrumentárium na duté a klasické nástroje, nástroje zůstávají během celého mycího a dezinfekčního procesu pohromadě a nemusí být děleny na duté a standardní
- Úspora času, protože odpadá nutnost časově nákladného třídění a následná opětovná kompletace instrumentária
- Úspora ziskem kapacity
- Zabraňuje neúplným vsázkám
- Žádné investice do speciálních myček dutých nástrojů



**FLEXIBILNÍ:** Nasazení speciálního síta a čistících adaptérů podle potřeby, VY rozhodujete o vsázce

- Konstantní kvalita čistícího a dezinfekčního procesu
- Proces lze kontrolovat připojením TOSI<sup>®</sup>-LumCheck nebo TOSI<sup>®</sup>-FlexiCheck
- Jednoduchá adaptace stávající myčky technickým zásahem



# FlexCleanSystem

## MNOHOSTRANNÁ NABÍDKA PRODUKTŮ:

Všechny komponenty lze vzájemně kombinovat!

- Síto s pevně instalovanými lištami s adaptéry
- Flexibilně nasaditelné lišty, nabízející 3, 5 nebo 10 adaptérů
- Adaptér pro zajištění více sít na úrovni MDZ přes jeden přívod vody
- Adaptér pro nasazení různých nástrojů
- Speciální pomůcky pro stomatologii
- Speciální síto pro oftalmologii, silikonové podložky a lišty pro fixaci nástrojů



## PŘEDPOKLADY:

- Výkonné cirkulační čerpadlo (600 l / min.)
- K připojení k vodovodnímu systému dochází přes speciální ventil, pro který musí být provedeno odpovídající navrtání standardního mycího zařízení (vždy opakovaně uzavíratelným těsněním)
- Výkonová kvalifikace po instalaci přezkoušením mycího výkonu (TOSI<sup>®</sup>-LumCheck nebo TOSI<sup>®</sup>-FlexiCheck), popř. ostřikovacího tlaku v mycí liště (BAG-TLog), stejně jako důkaz o možných zbytcích (HemoCheck-S, Pyromol-Test)



## Nabídka produktů




Standardní DIN-síto s nebo bez pevně instalovaných lišt s adaptéry. Lišty jsou k vodovodnímu systému MDZ připojeny silikonovými hadicemi. V sítích bez lišt jsou připravené perforace, které mohou být otevřeny podle místa připojení jednotlivých lišt. Přívodní hadice tak zůstávají na úrovni dna sít a neohrožují tak otáčky kropicích ramen v MDZ.

				<b>Ceny v Kč s DPH</b>
	1/1 DIN Síta (510x250x60 mm) s pevně instalovanou lištou s dvaceti adaptéry na dlouhé straně	820208	620,00 EUR	20088,00 Kč
	1/1 DIN Síta (510x250x60 mm) s pevně instalovanou lištou s deseti adaptéry na krátké straně	820209	520,00 EUR	16848,00 Kč
	1/1 DIN Síta (480x250x60 mm) s pevně instalovanou lištou s deseti adaptéry na krátké straně	820201	520,00 EUR	16848,00 Kč
	1/1 DIN MIC Síta (510x250x60 mm) s 2 x pevně instalovanou lištou s deseti adaptéry na krátké straně	820205	775,00 EUR	25110,00 Kč
	1/2 DIN Síta (240x250x60 mm) s pevně instalovanou lištou s deseti adaptéry	820202	510,00 EUR	16524,00 Kč
	Koš s víkem a připravenými perforacemi pro upevnění flexibilních lišt s adaptéry			
	Koš (600x150x60 mm)	820210	400,00 EUR	12960,00 Kč
	Koš (650x150x60 mm)	820211	411,00 EUR	13317,00 Kč

	<p>Koš s víkem a připravenými perforacemi pro upevnění flexibilních lišt s adaptéry</p> <p>1/1 DIN Koš (480x250x60 mm)</p> <p>1/1 DIN Koš (510x250x60 mm)</p> <p>1/1 DIN Koš (540x250x60 mm)</p> <p>1/1 DIN Koš (570x250x60 mm)</p> <p>1/2 DIN Koš (240x250x60 mm)</p> <p>1/4 DIN Koš (120x250x60 mm)</p>			<p><b>Cena v Kč s DPH</b></p> <p>5249,00 Kč</p> <p>5444,00 Kč</p> <p>5606,00 Kč</p> <p>5637,00 Kč</p> <p>4310,00 Kč</p> <p>3597,00 Kč</p>
	<p>Síto pro oftalmologii s víkem a připravenými perforacemi pro upevnění flexibilních lišt s adaptéry</p> <p>Koš (360x165x60 mm) s vnitřním sítem</p> <p>Koš (360x165x40 mm) bez vnitřního síta.</p>	<p>820216</p> <p>820214</p>	<p>365,00 EUR</p> <p>267,00 EUR</p>	<p>11826,00 Kč</p> <p>8651,00 Kč</p>




## LIŠTY S ADAPTÉRY

Flexibilní lišty s adaptéry mohou být použity ke každému vhodnému sítu. Instrumentária s menším počtem dutých nástrojů tak mohou být připojena ve standardním sítu přes lišty, aniž by bylo nutné používat zvláštní MDZ a nástroje dělit. Duté nástroje tak jsou zevnitř i zvenku myty, čištěny a dezinfikovány společně s ostatními nástroji.

	Lišta se třemi adaptéry	820133	345,00 EUR	<b>Cena v Kč s DPH</b> 11178,00 Kč
	Lišta s pěti adaptéry	820136	360,00 EUR	11664,00 Kč
	Lišta s deseti adaptéry	820139	390,00 EUR	12636,00Kč

## PŘÍPOJKY A SPOJKY

V mobilních rámech MDZ musí být pro použití systému FlexCleanSystem našroubován odpovídající patentovaný ventil. Ventil je s lištami a adaptéry propojen pomocí silikonových hadic. Není-li připojena žádná lišta, ventil se automaticky uzavře. Silikonové hadice i spojovací součástky jsou dostupné v mnoha variantách – dle vašich požadavků!

	Připojovací ventil pro rámu MDZ. Tímto ventilem je FlexClean napojen na vodovodní systém vč. těsnění (820126)	820125 (nutný)	270,00 EUR	<b>Cena v Kč s DPH</b> 8748,00 Kč
	Náhradní těsnění pro připojovací ventil	820126	11,00 EUR	357,00 Kč
	Podložka z ušlechtilé oceli se závitem. Přídáním podložky se prodlouží závit ventilu při připojení k rámu MDZ	820150 (volitelné)	24,00 EUR	778,00 Kč

	Uzávěr k uzavření otvoru v MDZ při odinstalování připojovacího ventilu	820127 (volitelné)	59,00 EUR	1912,00 Kč
	Závítník (M22 x 1,5 mm). Nutný pro vyřezání závitu do otvoru v MDZ	820123 (nutné)	203,00 EUR	6578,00 Kč
	Sada vrtáků (6 / 10 / 17 / 20 mm). Potřebné pro vyvrtání děr v MDZ	820510 (nutné)	995,00 EUR	32238,00 Kč
	Loctite 648, 50 ml	820503 (nutné)	131,00 EUR	4245,00 Kč



   	<p>Silikonová hadička, vnitřní Ø 15 mm, délka 100 cm, bez připojovacího adaptéru</p> <p>Připojovací sada se 2 adaptéry vč. svorky k propojení ventilu a lišty: Silikonová hadička 820121 2 x Adaptér 820124 2 x Svorka 820117</p> <p>Připojovací sada pro dvojité síto k mytí dutých nástrojů s 2 x 10-ti adaptérovou lištou (820205): Silikonová hadice 820121 1 x Adaptér 820124 1 x Adaptér ve tvaru T 820128 1 x Adaptér ve tvaru L 820129 4 x Svorka 820117</p> <p>Svorka pro fixaci spojů</p>	<p>820121</p> <p>820120</p> <p>820119</p> <p>820117</p>	<p>26,00 EUR</p> <p>87,00 EUR</p> <p>248,00 EUR</p> <p>1,00 EUR</p>	<p><b>Cena v Kč s DPH</b></p> <p>843,00 Kč</p> <p>2819,00 Kč</p> <p>8036,00 Kč</p> <p>33,00 Kč</p>
       	<p>Adaptér pro silikonovou hadici + lištu/ventil, rovný (1)</p> <p>Adaptér pro dvě silikonové hadice + lištu/ventil, tvaru T (2)</p> <p>Adaptér pro silikonovou hadici + lištu/ventil (3)</p> <p>Adaptér pro tři silikonové hadice (4)</p> <p>Adaptér pro 4 silikonové hadice (5)</p> <p>Adaptér pro 2 silikonové hadice + 1 mycí lištu/ventil pro dvě paralelní síta (6)</p> <p>Adaptér pro silikonovou hadici + 2 lišty pro dvě paralelní síta (6 cm) (7)</p> <p>Adaptér pro silikonovou hadici + 3 lišty pro tři paralelní síta (6 cm) (8)</p>	<p>820124</p> <p>820128</p> <p>820129</p> <p>820130</p> <p>820132</p> <p>820131</p> <p>820143</p> <p>820144</p>	<p>30,00 EUR</p> <p>147,00 EUR</p> <p>120,00 EUR</p> <p>150,00 EUR</p> <p>195,00 EUR</p> <p>231,00 EUR</p> <p>210,00 EUR</p> <p>267,00 EUR</p>	<p>972,00 Kč</p> <p>4763,00 Kč</p> <p>3888,00 Kč</p> <p>4860,00 Kč</p> <p>6318,00 Kč</p> <p>7485,00 Kč</p> <p>6804,00 Kč</p> <p>8651,00 Kč</p>



## PŘÍSLUŠENSTVÍ k připojení nástrojů

Pro připojení nástrojů k mycím lištám je k dispozici značný počet adaptérů či injektorů. Podle průměrů nástrojů jsou k dispozici tryskové systémy různé délky a síly.

	<p>Adaptér pro nástroje o malém průměru Délka: 12 cm</p> <p>Délka: 4 cm</p> <p>Silikonový kryt na adaptér, uzavřený</p> <p>Silikonový kryt na adaptér, Ø 1 mm</p> <p>Silikonový kryt na adaptér, Ø 6 mm</p> <p>Silikonový kryt na adaptér, Ø 10 mm</p> <p>Svorka pro fixaci</p>	<p>821040</p> <p>821012</p> <p>821000</p> <p>821051</p> <p>821056</p> <p>821060</p> <p>820117</p>	<p>88,00 EUR</p> <p>88,00 EUR</p> <p>4,00 EUR</p> <p>6,00 EUR</p> <p>6,00 EUR</p> <p>6,00 EUR</p> <p>1,00 EUR</p>	<p><b>Cena v Kč s DPH</b></p> <p>2852,00 Kč</p> <p>2852,00 Kč</p> <p>130,00 Kč</p> <p>195,00 Kč</p> <p>195,00 Kč</p> <p>195,00 Kč</p> <p>33,00 Kč</p>
	<p>Náhradní přípojka mycí lišty, 10 kusů</p>	<p>820100</p>	<p>60,00 EUR</p>	<p>1944,00 Kč</p>
	<p>Silikonová hadička, 30 cm, s LuerLok závitem (m)</p> <p>Silikonová hadička, 30 cm, s LuerLok závitem (ž)</p> <p>Silikonová hadička, Ø 5 x 8 mm, 100 cm</p> <p>Silikonová hadička, Ø 5 x 8 mm, 30 cm</p> <p>Silikonová hadička, Ø 5 x 8 mm, 50 cm</p>	<p>820103</p> <p>820118</p> <p>820102</p> <p>820030</p> <p>820050</p>	<p>51,00 EUR</p> <p>51,00 EUR</p> <p>5,00 EUR</p> <p>2,00 EUR</p> <p>3,00 EUR</p>	<p>1653,00 Kč</p> <p>1653,00 Kč</p> <p>162,00 Kč</p> <p>65,00 Kč</p> <p>98,00 Kč</p>

	Adaptér pro silikonové hadičky	820104	18,00 EUR	<b>Cena v Kč s DPH</b> 584,00 Kč
	LuerLok Adaptér (ž)	820106	31,00 EUR	1005,00 Kč
	LuerLok Adaptér (m)	820107	31,00 EUR	1005,00 Kč
	90° Adaptér	820400	77,00 EUR	2495,00 Kč
	Uzávěr pro zaslepení nevyužitých adaptérů mycí lišty	820101	13,00 EUR	422,00 Kč
	Injektor 77 mm, Ø 2,5 mm	820109	30,00 EUR	972,00 Kč
	Injektor 95 mm, Ø 4,0 mm	820111	29,00 EUR	940,00 Kč
	Injektor 150 mm, Ø 8,0 mm	820110	40,00 EUR	1296,00 Kč
	Držák injektoru 820110	820112	113,00 EUR	3662,00 Kč
	Pružina k injektoru 820109	820115	11,00 EUR	357,00 Kč
	Pružina k injektoru 820111	820116	11,00 EUR	357,00 Kč

Na požádání je též možno zakoupit silikonové podložky, lišty a nopky.



Všechny ceny v Kč včetně DPH a dopravy.