



HISTO TRAY ABC 144/1 Ergebnisprotokoll/Worksheet

Mikrotestkammern (72) mit vorgetropften HLA-ABC Antisera und Kontrollen (human oder monoklonal) zur Typisierung eines Probanden

Microtest trays (72) with predropped HLA-ABC anti sera and controls (human or monoclonal) for typing one specimen

Proben Nr./Specimen No.:

Testdatum/Test Date:

Name/Name:

Untersucher/Tech:

Vorname/First Name:

Vitalität/Viab. %:

Geb. Datum/Birth date:

REF 7035

CE 0123

LOT 004T0360

IVD

2005-11



≤ -20°C

Rabbit Complement

LOT 004K0562, 004K0563

2006-05

A _____ A _____ B _____ B _____
Cw _____ Cw _____ Bw _____ Bw _____

Pos. Well	Serum Ch.-B. Lot No.	Anti-HLA	Reaktion Reaction	Pos. Well	Serum Ch.-B. Lot No.	Anti-HLA	Reaktion Reaction
1A	103 H 0520	pos. Control		7A	104 H 0080	A32	
1B	103 H 1800	neg. Control		7B	103 H 1540	A32+25	
1C	94 H 415	A1+36		7C	104 H 0310	A32+25	
1D	94 H 271	A1		7D	103 H 1050	A32+74+1+3+11+36	
1E	104 H 0270 *	A1		7E	94 H 434	A 33 (10, 28)	
1F	103 H 1830	A2		7F	103 H 1060	A 33 (34)	
2F	94 H 282	A2		8F	104 H 0660	A 33+34	
2E	104 H 0440	A2+69		8E	104 H 0580	A 33+10 (28)	
2D	104 P 0240 *	A3		8D	104 H 0790	A34+25	
2C	104 H 0250	A3		8C	104 H 1240	B 51	
2B	94 H 350	A3 (11)		8B	104 H 0320	B 51	
2A	94 H 457 *	A 23	↓	8A	103 H 0010	B5[51+52]+53 (49, 63)	
3A	103 H 1040 *	A9[23+24]+80		9A	103 H 1220	B5[51+52]+53+77	
3B	104 H 0570 *	A9[23+24]		9B	103 H 1350	B5[51+52]	
3C	104 H 0740 *	A 24		9C	103 H 0540	B7+81	
3D	104 H 1180	A 24		9D	103 H 1020	B7+27	
3E	104 H 0490	A 25		9E	104 H 1280 *	B7	
3F	103 P 1570	A 25		9F	103 H 1690	B8+59	
4F	103 P 1460	A10[25+26+34+66]		10F	104 H 0510	B8	
4E	94 H 442	A 26+66		10E	103 H 1700	B8	
4D	104 H 1340 *	A 26+66		10D	94 P 446	B 44	
4C	103 P 1500	A11		10C	103 P 0970	B 44	
4B	103 P 1210	A11		10B	104 H 0800	B12[44+45]	
4A	94 H 470	A11		10A	103 H 0980	B12[44+45]	
5A	94 H 407	A28[68+69] (33,34,66)		11A	104 H 0500	B 45	
5B	203 P 1740 *	A28[68+69]		11B	104 H 1330 *	B13	
5C	104 H 0450	A28[68+69]		11C	104 H 1320 *	B13	
5D	104 H 0730	A68+34+66		11D	103 P 1730	B 64+8	
5E	94 H 227	A29		11E	103 H 0530	B14[64+65]	
5F	94 H 399	A29		11F	103 P 0610	B14[64+65]	
6F	94 H 396	A29		12F	93 H 699	B14[64+65]	
6E	104 H 0300	A30		12E	94 H 279	B 62	
6D	104 P 0010	A30		12D	94 H 244	B 62 (63)	
6C	103 P 1310	A30+31		12C	103 H 1100	B 62+63 (57)	
6B	104 H 0060	A30+31		12B	103 H 1340	B15[62+63+75+76+77]+57+46	
6A	104 H 0330	A 31 s.t.wk.		12A	103 H 0090	B 63	

HISTO TRAY 144 / 1



Biologische
Analysensystem
GmbH

Amtsgerichtsstrasse 1-5 D-35423 Lich
Telefon: 06404/925-0 Fax: 06404/925-250
www.bag.germany.com
info@bag.germany.com

Auftragsannahme / Ordering:
Telefon: 06404/925-450
Fax: 06404/925-460
verkauf@bag.germany.com

Customer Service
Telefon: 06404/925-125
Fax: 06404/925-421
service@bag.germany.com

HISTO TRAY ABC 144/2

Ch.-B. / Lot. No.: 004T0360

Pos. Well	Serum Ch.-B. Lot No.	Anti-HLA	Reaktion Reaction	Pos. Well	Serum Ch.-B. Lot No.	Anti-HLA	Reaktion Reaction
1A	103 H 0520	pos. Control		7A	103 H 1490	B41	
1B	103 H 1800	neg. Control		7B	104 H 1570 *	B42	
1C	104 H 0030	B 38 (13, 49)		7C	94 H 001	B46 wk	
1D	103 H 1530	B16[38+39]		7D	103 P 1900	B47+40+41+13	
1E	103 H 1420	B16[38+39]		7E	94 H 455	B47+40+13	
1F	103 H 1560	B 39		7F	104 H 0470	B47+52+37 (18, 39)	
2F	103 H 1180	B 57		8F	103 H 1120	B48+7+81	
2E	103 H 1170	B 57 (58)		8E	94 H 460 *	B67+39	
2D	94 H 342	B17[57+58]		8D	94 H 418	B70[71+72]+62+50+75 (49, 35)	
2C	94 H 231	B17[57+58]+63		8C	94 H 417	B70[71+72]+62+50+45(35, 75, 41)	
2B	103 H 1710	B18		8B	94 H 402	B70[71+72]+15+21+56(35)	
2A	104 H 1220	B18		8A	94 H 400	B70[71+72]+56 (62, 21)	
3A	103 H 1070	B18 (51)		9A	94 H 403	B70[71+72]+62+35+45+50+41(60)	
3B	103 H 0950	B 49+52		9B	104 H 0540	B72+75+77+46 (21, 62)	
3C	103 H 1110	B 49+52		9C	94 H 410	B73	
3D	103 P 0460	B21[49+50]		9D	04 H 170	B73	
3E	94 P 438	B21[49+50]+56		9E	104 P 1470 *	Cw1	
3F	104 H 0700	B 50		9F	104 H 0810	Cw1	
4F	94 H 461	B 55		10F	94 H 382	Cw2	
4E	94 H 126	B 55 (56)		10E	94 H 383	Cw2	
4D	94 H 283	B22[54+55+56]+42 (7)		10D	94 H 385	Cw3	
4C	104 H 1410 *	B 56 (55)		10C	103 H 1480	Cw3	
4B	103 P 0500	B27		10B	94 H 339	Cw4	
4A	94 H 441	B27		10A	103 P 0110	Cw4	
5A	103 H 1720	B27		11A	94 H 133	Cw5	
5B	103 H 1600	B35 (53)		11B	94 H 131	Cw5 s.t.wk.	
5C	04 H 222	B35+50+75 (62)		11C	94 H 427	Cw6	
5D	94 H 341	B35+53 (18, 51)		11D	94 H 428	Cw6 (Cw4)	
5E	94 H 224	B35+53 (51)		11E	94 H 424	Cw7	
5F	104 H 0280	B37		11F	94 H 425	Cw7	
6F	103 P 1890	B37		12F	13 H 854	Cw8 s.t.wk.	
6E	94 H 353	B 60 (48)		12E	103 H 1410	Cw8+5	
6D	94 H 352	B 60+48		12D	103 H 2010	Bw4	
6C	104 H 0460	B40[60+61]		12C	94 H 286	Bw4	
6B	103 H 2000	B40+41+13		12B	103 P 0130	Bw6	
6A	103 H 1090	B41 (60)		12A	103 H 1390	Bw6+B13	

Bemerkungen/Remarks:

s.t.wk. = manchmal schwach/sometimes weak

[] = Split-Reaktionen/Split-reactions

+ = monoclonal

+ e = extra Reaktion/extra reaction

() = kann Reaktionen zeigen/may show reactions

* = Neues Antiserum oder neue Position/new antiserum or new position

↓ = carry over possible

Bw4 und Bw6 Assoziationen

Bw4 and Bw6 associations

Bw4: B5 · B5102 · B5103 · B13 · B17 · B27 · B37 · B38 (16) · B44 (12) · B47 · B49 (21)
B51 (5) · B52 (5) · B53 · B57 (17) · B58 (17) · B59 · B63 (15) · B77 (15)

möglich
possible A9 · A23 (9) · A24 (9) · A2403 · A25 (10) · A32 (19)

Bw6: B7 · B703 · B8 · B14 · B18 · B22 · B2708 · B35 · B39 (16) · B3901 · B40 · B4005 · B41 · B42
B45 (12) · B46 · B48 · B50 (21) · B54 (22) · B55 (22) · B56 (22) · B60 (40)
B61 (40) · B62 (15) · B64 (14) · B65 (14) · B67 · B70 · B71 (70) · B72 (70) · B73 · B75 (15)
B76 (15) · B78 · B81